

# bite away

## Stik og bidhealer

**Bite Away** er et apparat, der er udviklet til udvortes behandling af insektbid og stik af myg, hvepse, bier, klæg, hestebremser og lopper. **Bite Away** tilbydes i to forskellige modeller: **Cobra** (som en pen) og **Maus** (mere kompakt design). Hvis **Bite Away** anvendes straks efter et stik, minimeres smerte, kløe og hævelse betydeligt. Når **Bite Away** anvendes senere, selv efter timer, vil kløen straks minimeres betydeligt eller helt forsvinde.

### Princip



Princippet er alene baseret på den naturlige effekt af koncentreret varme. Ved hjælp af lokal varmebehandling af stik/bid (ca. 50° C) med den indbyggede one-chip termostat-IC i **Bite Away** nedbrydes protein- og enzymmolekylerne. Varmen i varmemodulet garanteres af den indre kombination af temperatur og tidskontrol. Ifølge brugergruppen kan selv

følsomme personer bruge den.

### Funktion



**Bite Away** arbejder med en spænding på 2,3 til 3,6 V. Så brug batterier, også genopladelige i AA format. Afhængig af batteritype kan man bruge dem mindst 3-400 gange. Behandlingstiden er afhængig af, hvilken startknap man vælger. Venstre er 3 sek. og højre er 6. sek. Børn og personer, som er meget sensitive overfor varme, bør starte med den korte behandlingstid. Opvarmningsfasen starter, når der trykkes én gang på en af knapperne, og behandlingstemperaturen nås på mindre end 10 sekunder.

Termostaten sørger for en konstant temperatur i henhold til det tidsinterval, der er valgt. Hvis temperaturen ikke nås efter 10 sekunder, vil den grønne diode blinke 3 gange og 3 akustiske signaler lyder (0,5 sekunders varighed og 0,5 sekunders pause). Dette betyder, at batterierne skal skiftes.

### Anvendelse:



Placer **Bite Aways** varmeflade direkte på stikket og udfør et let pres under hele behandlingstiden. Tryk på en af de to startknapper. Den højre knap er til voksne, behandlingstiden er ca. 6 sekunder og temperaturen når op på mellem 49° C til 53° C. Den venstre knap er til børn eller voksne med følsom hud. Behandlingstiden er ca. 3 sekunder, og temperaturen når op på mellem 49° C til 53° C. Den grønne diode lyser under behandlingsfasen og et akustisk signal høres i ca. 1 sek., når denne er færdig.

Herefter fjernes **Bite Away**.

Brug ikke **Bite Away** på slimhinder, åbne sår og øjne.

Hvis De ønsker yderligere oplysninger, er De velkommen til at besøge vores hjemmeside: [www.wiotech.dk](http://www.wiotech.dk)

**Eneforhandler Skandinavien:** Wiotech Aps

Wiotech Aps, Østre Alle 6, K-170, DK-9530 Støvring,  
Tlf. +45 9834 2600, Fax +45 9834 2601

E-mail: [mail@wiotech.dk](mailto:mail@wiotech.dk), CVR-nr. 27 59 98 50, IBAN nr. DK 34 9214 0002 7445 70, BIC-Code: SPHIDK21  
[www.wiotech.dk](http://www.wiotech.dk)

## Ofte stillede spørgsmål vedr. Bite Away:

Spørgsmål: Kan Bite Away bruges på sår eller slimhinder?

Svar: Nej.

Spørgsmål: Efter at have pakket Bite Away ud, er der intet signal eller lys, når man skal i gang med at bruge apparatet?

Svar: Batterierne er højst sandsynligt ikke sat rigtig i. (Prøv at vende dem).

Spørgsmål: Hvor lang tid efter et bid eller et stik kan Bite Away bruges?

Svar: Selv efter flere dage vil kløe og smerte blive effektivt minimeret. Hævelser, der nu er fuld udviklede, forsvinder langsommere.

Spørgsmål: Virker Bite Away også på bid fra edderkopper?

Svar: Apparatet er ikke udviklet til bid fra edderkopper, men virker på de fleste af dem. (Oplyst fra fabrikanten).

Spørgsmål: Hvis man taber Bite Away i vandet, kan det så repareres?

Svar: Apparatet er kun stænktæt. Dette behøver derimod ikke at betyde, at apparatet ikke kan bruges efter kort tid i vandet. Lad det tørre efter batterierne er blevet fjernet – og prøv så igen.

Spørgsmål: Jeg har allergi – beskytter Bite Away mig mod allergiske reaktioner?

Svar: Hvis apparatet bliver brugt meget hurtigt, er der god mulighed for det. Vi har fået flere positive tilbagemeldinger om, at det virker. Man må imidlertid **aldrig** undlade **altid** at have antihistaminer eller EpiPen med sig.

Spørgsmål: Kan Bite Away bruges mod slange- og skorpionbid?

Svar: Ikke i denne udformning.

Spørgsmål: Kan babyer og børn behandles med Bite Away?

Svar: I princippet ja, men de skal forberedes på den kortvarige varmebehandling, og at det føles varmt. Der vil ikke opstå vævsskader – selv ved gentagne behandlinger, da der er indbygget termostat.

Spørgsmål: Når jeg trykker på knapperne, begynder dioderne at blinke, og der lyder et akustisk signal efter 10 sekunder, hvad betyder det?

Svar: Batterierne er ved at være brugte – nye skal isættes. (Signalet betyder lavt batteri).

Spørgsmål: Hvor mange gange kan man bruge apparatet på et hold batterier.

Svar: Ca. 300 gange a 3 sekunder, som i de fleste tilfælde er nok, hvis man bruger batterier af god kvalitet.

Spørgsmål: Jeg mistede låget til batteridelen, hvor kan jeg få et nyt?

Svar: Hos fabrikanten mod at betale forsendelsesomkostningerne.

Spørgsmål: Jeg er allergisk over for metaller, må jeg godt bruge Bite Away alligevel?

Svar: Hvis du ikke er allergisk over for guld, må du gerne bruge Bite Away.

Spørgsmål: Fungerer Bite Away ved hjælp af stråler?

Svar: Nej, kun ved hjælp af varme.

Spørgsmål: Jeg arbejder med elektrisk udstyr, kan dette blive påvirket, når jeg bruger Bite Away?

Svar: Der er ikke påvist nogen form for sådan en påvirkning.

Spørgsmål: Kan jeg ødelægge apparatet ved at sætte batterierne forkert i?

Svar: Nej.

Spørgsmål: Brodden sidder stadig i stikket, må jeg stadig bruge apparatet?

Svar: Ved hvepsestik: ja. Ved bistik: fjern brodden først – skrab huden med en skarp genstand (evt. en kniv).

Spørgsmål: Må jeg bruge apparatet til bid af skovflåt?

Svar: Ja, men behandlingen skal sandsynligvis gentages. – Ingen dokumentation for at det virker på Borelia.

Spørgsmål: Kan jeg bruge Bite Away selv om jeg gentagne gange har brugt insektcreme?

Svar: Ja.