

Kære kunde

Tillykke med dit køb af Bite Away. For at du kan få optimal fornøjelse af apparatet, der er godkendt som medicinsk udstyr, - og på grund af sin patenterede, indbyggede termostat, ikke kan give vævsskader, vil vi gerne give dig nogle få gode råd med på vejen.

- Huden skal være tør, idet sved/vand leder varme.
- Du skal presse godt ned mod stikstedet, herved nedsætter du nervernes evne til at kommunikere med hjernen og det føles mindre varmt.
- Sørg for der er god kontakt mellem guldpladen og huden.
- Nøjes med at bruge knappen i venstre side, der behandler i 3 sekunder. Dette er nok i 95 % af tilfældene. Hvis det stadig klør, så brug Bite Away igen – det sker der ikke noget ved.
- Hvis du bruger apparatet lige efter du er blevet stukket eller bidt, så vil kløen forsvinde straks, og hævelsen vil i de fleste tilfælde udeblive. Hvis det er flere dage efter, du er blevet stukket, vil du få kløen til at forsvinde, men hævelsen vil stadig være der.
- Hvis du bruger Bite Away på børn, så gør dem opmærksom på Bite Away bliver varm, men at det ikke er farligt.
- Brug kun Bite Away, når børn er blevet stukket/bidt, da det godt nok føles varmt, men samtidig virker lindrende.
- Ved hvepse- og bistik, samt bid fra klæg, kan det være nødvendigt at behandle flere gange lige efter hinanden. (Hele tiden kun 3 sek.)
- Bite Away kan afhjælpe allergiske reaktioner, hvis den bliver brugt umiddelbart efter stikket/biddet, men man skal stadig være opmærksom på at kunne træffe sine forholdsregler. (Evt. antihistaminer, søge læge mv.)
- Der står på den påtrykte label, at batterierne holder til ca. 100 behandlinger. Vores erfaring er, at de holder til 300 – 400 behandlinger, hvis der er tale om kvalitetsbatterier.

God fornøjelse

Med venlig hilsen

Wiotech Aps.